

報道関係各位

2017年8月21日

電気式人工喉頭ユアトーン最新モデル 2 種を今秋に同時発売決定 シンプルな形状になり、より簡単な操作で発声が可能

株式会社電制(江別市、田上寛社長)は、喉頭がんなどの病気が原因で声帯を失ってしまった方の発声補助器具、電気式人工喉頭ユアトーンの最新モデル「ユアトーン 標準型」「ユアトーン 高機能型」の2種類を2017年秋に同時発売することを決定しました。

これまでユーザーから「ボタンが小さくて操作しにくい」「文字が小さくて見にくい」「電源のオン/オフがわずらわしい」という意見が多数寄せられておりました。そのような不便さを解消し、より高齢者の方でも使いやすい製品にするべく、どちらの機種も形状をシンプルな構成とし、より簡単な操作で発声ができるよう開発を行いました。

【両製品の主な特長】

①凹凸が少なく、手になじみやすい

普段使用しないスイッチ類は、裏蓋の中へ収納。

②スイッチを押すだけで、すぐに会話ができる③利き手に関係なく音量を簡単に変更できる

両側に音量調節ダイヤル

音量表示

④大きくて見やすい文字表示



従来品よりも大きく表示



【製品写真】

◆ユアトーン 標準型

◆ユアトーン 高機能型



【製品概要】

商品名	モデル名	抑揚の有無	希望小売価格	発売時期
ユアトーン 標準型	S-1	無	¥73,000(非課税)	2017年秋
ユアトーン 高機能型	G-1	有	¥75,000(非課税)	

【両製品の主な特長の詳細】

①凹凸が少なく、手になじみやすい

普段操作しないスイッチ類を裏蓋の中に収納したため、外観は凹凸が少なく、握りやすい形にしました。

また、鞆に入れて持ち運ぶ際の誤作動防止や長時間使用しない場合の電池消耗防止のために主電源も設けました。



主電源や音程調節ダイヤルなど、常時操作しないスイッチを収納。
裏蓋は下へスライドすると簡単に開けられます。

②スイッチを押すだけで、すぐに会話ができる

スイッチを押すと自動的に電源がオンになり、スイッチを離すと自動的に電源がオフになるため、話したいときにスイッチを押すだけで、すぐに話すことができます。



③利き手に関係なく音量を簡単に変更できる


音量調節ダイヤルを従来品より大きくしたことにより、話しながらでも片手で音量の調節が可能になりました。また、左右どちら側の手でも同じように操作が可能です。



音の大きさは、10段階(0~9)あり、
ダイヤルを回して調整します。

④大きくて見やすい文字表示

高齢の方が使用することが多い製品のため、従来品より文字や数字の表示を約 1.7 倍と大きくし、高齢者にとって見やすい表示サイズとしました。



【標準型と高機能型の違い】

◇ユアトーン 標準型

- ・押しボタン式のスイッチで、押すだけで簡単に発声が可能。
- ・抑揚(声の高低)の無い声。
- ・ユアトーンを初めて使用する方、機械の操作が苦手な方むき。

◇ユアトーン 高機能型

- ・スライド式のスイッチを上下に操作することで抑揚をつけた発声が可能。
- ・モードを切り替えると、抑揚がつかない発声も可能。
(標準型と同じ音質)

【製品仕様】



使用イメージ

ユアトーン 標準型、ユアトーン 高機能型の背面
(両製品の背面部分は同じです)

商品名	ユアトーン 標準型	ユアトーン 高機能型
モデル名	S-1	G-1
抑揚の有無	無	有
寸法・重量	外径 37 mm 高さ 120 mm 重量 128g (電池含む)	外径 37 mm 高さ 120 mm 重量 129g (電池含む)
付属充電器	充電式ニッケル水素電池×2本	
希望小売価格	¥73,000(非課税)	¥75,000(非課税)
発売時期	2017 年秋	

【補足事項】

電気式人工喉頭とは、喉頭がんなどで声帯を摘出して声を失った方のための発声補助器具です。のどにユアトーンを当てることにより、ユアトーンから発生する模擬声帯音が口の中に伝わり、舌や口の形を変えることで発声できます。

<本件に関するお問い合わせ>

株式会社 電制 広報室 (担当:中川あずさ)
 TEL:(011)380-2135 FAX:(011)398-6668
 HP:<http://www.dencom.co.jp>